

E 379

Complemento

para el alojamiento de diversos instrumentos.



- Grosor de malla de 0,8 mm, abert. malla de 1,7 mm, marco de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116450 / Número de material: 03203500 /
Número de material antiguo: 69537901D

| Familia de productos | |
|---|------------------|
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Categoría de producto | |
| band. de malla | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de ORL | • |
| Prep. inst. dental | • |
| Prep. inst. quirúrgico | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 110 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 180 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 445 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 135 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 235 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 485 |
| Peso neto en kg | 0,72 |
| Peso bruto en kg | 1,25 |