

E 378

Complemento

para el alojamiento de diversos instrumentos.



- Grosor de malla de 0,8 mm, abert. malla de 1,7 mm, marco de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 4002511116443 / Número de material: 03203530 /
Número de material antiguo: 69537801D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	460
Medidas ext., fondo neto en mm	460
Medidas ext., alto bruto en mm	165
Medidas ext., ancho bruto en mm	535
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	1,78
Peso bruto en kg	2,25