

E 146

Complemento

para el alojamiento óptimo de diversos instrumentos.



- Abertura de malla fondo 3 mm, lados 1,7 mm, tapa 8 mm
- Equipado con 2 asas de transporte abatibles
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 400251116009 / Número de material: 03346680 /  
Número de material antiguo: 69514601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoría de producto</b>	
band. de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	225
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	245
Peso neto en kg	0,61
Peso bruto en kg	0,70