


O 183

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, de artroscopia y urología.



- Lado izquierdo: 10 toberas iny. o alojamiento libre de compl.
- Lado der.: 14 toberas iny./ embudos para instr. de cuerpo hueco
- Altura de carga 285 +/- 30mm; instr. de cuerpo hueco 370 +/- 30mm
- No apto para la dosificación de productos en polvo

Código EAN: 4002511114920 / Número de material: 03807470 /
Número de material antiguo: 69118301D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoros	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Capacidad	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	14
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	270
Medidas ext., ancho neto en mm	475
Medidas ext., fondo neto en mm	530
Medidas ext., alto bruto en mm	410
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	555
Peso neto en kg	4,00
Peso bruto en kg	4,80