

E 106/1

Complemento

para alojamiento óptimo de vidrio de cuello ancho, recipientes graduados, etc.



- Equipado con 26 ganchos fijadores pequeños, cada uno de 105 mm alto
- La distancia entre los ganchos fijadores es de aprox. 60 mm

Código EAN: 4002511115682 / Número de material: 03808320 /
Número de material antiguo: 69510602D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Acc./mód.para matraces de cuello ancho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. probetas graduadas	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	195
Medidas ext., ancho neto en mm	116
Medidas ext., fondo neto en mm	410
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	0,77
Peso bruto en kg	0,94