


E 109

Complemento

para el alojamiento óptimo de vasos de precipitado de hasta 250 ml.



- Apto para 21 vasos de precipitados de hasta 250 ml
- Equipado con 21 x 3 varillas de sujeción
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 400251115729 / Número de material: 03808360 /
Número de material antiguo: 69510901D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertinencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vasos de precipitados [número]	21
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	155
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	460
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	1,21
Peso bruto en kg	1,54