


E 111

Complemento

para el alojamiento óptimo de vasos de precipitados de 600 hasta 1000 ml.



- Apto para 8 vasos de precipitados de 600–1000 ml
- Equipado con 8 x 3 varillas de sujeción
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 400251115743 / Número de material: 03808420 /
Número de material antiguo: 69511101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vasos de precipitados [número]	8
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	205
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	460
Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	0,96
Peso bruto en kg	1,10