


E 125

Complemento

para alojamiento óptimo de frascos de infusión. Medidas en bruto 125 x 125 mm.



- 9 comp. medidas de comp.: 125 x 125 mm (bot.), 55 x 55 mm (cuello)
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 4002511115828 / Número de material: 03808510 /  
Número de material antiguo: 69512501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	9
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	224
Medidas ext., ancho neto en mm	460
Medidas ext., fondo neto en mm	460
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	480
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	1,81
Peso bruto en kg	2,56