


E 126

Complemento

para alojamiento óptimo de frascos de infusión. Medidas en bruto 45 x 45 mm.



- 48 comp., medidas de comp.: 45 x 45 mm (bot.), 28 x 28 mm (cuello)

Código EAN: 4002511115835 / Número de material: 03808520 /  
Número de material antiguo: 69512601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	48
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	83
Medidas ext., ancho neto en mm	445
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	475
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	1,92
Peso bruto en kg	2,05