


E 127

Complemento

para alojamiento óptimo de frascos de infusión. Medidas en bruto 57 x 57 mm.



- 20 comp., medidas de comp.: 57 x 57 mm (bot.), 46 x 46 mm (cuello)

Código EAN: 400251115842 / Número de material: 03808530 /
Número de material antiguo: 69512701D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Accesorio para diversos frascos	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. quirúrgico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	20
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	102
Medidas ext., ancho neto en mm	445
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	475
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	1,78
Peso bruto en kg	2,10