

E 128

Complemento

para alojamiento óptimo de frascos de infusión. Medidas en bruto 71 x 71 mm.



- 24 comp., medidas de comp.: 71 x 71 mm (bot.), 46 x 46 mm (cuello)

Código EAN: 4002511115859 / Número de material: 03808540 /
Número de material antiguo: 69512801D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	24
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	103
Medidas ext., ancho neto en mm	445
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	475
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	1,49
Peso bruto en kg	1,95