


E 129

Complemento

para alojamiento óptimo de frascos de infusión. Medidas en bruto 84 x 84 mm.



- 20 comp., medidas de comp.: 84 x 84 mm (bot.), 46 x 46 mm (cuello)

Código EAN: 4002511115866 / Número de material: 03808550 /
Número de material antiguo: 69512901D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| Categoría de producto | |
| Accesorio para diversos frascos | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Número de compartimentos | 20 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 113 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 445 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 445 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 480 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 480 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 130 |
| Peso neto en kg | 1,41 |
| Peso bruto en kg | 1,78 |