

E 134

Complemento

para el alojamiento óptimo de 210 portaobjetos.



- Apto para el alojamiento de 210 portaobjetos
- Equipado con 26 compartimentos de 11 mm x 26 mm, grosor de la rejilla 3 mm

Código EAN: 4002511115897 / Número de material: 03808600 /
Número de material antiguo: 69513401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	26
Ancho de band.s en mm	11
Longitud de band.s en mm	26
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Portaobjetos [número]	210
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	73
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	460
Peso neto en kg	1,50
Peso bruto en kg	1,61