

E 331

Carro

para el alojamiento óptimo de butirómetros.



- Equipado con 39 inyectores

Código EAN: 4002511116115 / Número de material: 03809350 /
Número de material antiguo: 69533101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Otros carros	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. butirómetros	•
Capacidad	
Butirómetro [número]	39
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	5,20
Peso bruto en kg	7,10
Suministro del aparato	
SD-B tobera iny. para butirómetro [número]	39
Tobera de aclarado para dosificador en polvo [número]	1