

E 336

Vainas de lavado

para el alojamiento óptimo de pipetas/instrumental MIC en carros inyectoros.



- Se pueden alojar pipetas de hasta máx. 445 mm de longitud
- De plástico, enroscable

Código EAN: 400251117068 / Número de material: 03809390 /
Número de material antiguo: 69733601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Vainas de lavado	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Capacidad	
Pipetas [número]	1
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	1
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0

E 336

Vainas de lavado

para el alojamiento óptimo de pipetas/instrumental MIC en carros inyectoros.

Código EAN: 400251117068 / Número de material: 03809390 /
Número de material antiguo: 69733601D

Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	121
Medidas ext., ancho neto en mm	11
Medidas ext., fondo neto en mm	11
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Diámetro en mm	11
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02

