

E 353

Retención

altura ajustable, posicionamiento óptimo del vidrio de laboratorio en boquilla.



- Apto para la tobera inyectora E 351
- Retención de altura ajustable
- Apto para botellas, matraces aforados y Erlenmeyer

Código EAN: 400251117099 / Número de material: 03809530 /
Número de material antiguo: 69735301D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	100
Medidas ext., ancho neto en mm	45
Medidas ext., fondo neto en mm	160
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	100
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,04