

E 362

Tornillo ciego

para cerrar uniones roscadas en los soportes de carga.



- Rosca M 8 x 1

Código EAN: 4002511117136 / Número de material: 03809630 /
Número de material antiguo: 69736201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	14
Medidas ext., ancho neto en mm	10
Medidas ext., fondo neto en mm	10
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	120
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Diámetro en mm	10
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,01