

E 364

Complemento

para el alojamiento óptimo de 36 aspiradores de cuello ancho.



- Apto para el alojamiento de 36 aspiradores de cuello ancho
- Equipado con 36 compartimentos de 44 mm x 44 mm
- Tapa abatible y cerrable

Código EAN: 4002511116290 / Número de material: 03809640 /
Número de material antiguo: 69536401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	36
Ancho de band.s en mm	44
Longitud de band.s en mm	44
Ámbito de aplicación	
Prep. biberones	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	77
Medidas ext., ancho neto en mm	215
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	460
Peso neto en kg	1,48
Peso bruto en kg	1,91