

E 367

Carro

para el alojamiento óptimo de material de intubación.



- 20 boquillas Ø2,5 x 30 mm, 25 boq. Ø 4,0 x 30 mm (5 sum. sueltas)
- 40 muelles de retención para boquillas
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002511116337 / Número de material: 03809710 /
Número de material antiguo: 69536701D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	490
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	6,20
Peso bruto en kg	10,00