

E 374

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental ORL, como conexiones de inhalación.



- 24 compart. aprox. 45 x 45 mm, 27 compart. aprox. 12 x 12 mm
- Abertura de malla del fondo: 1,7 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116412 / Número de material: 03809800 /  
Número de material antiguo: 69537401D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para inst. de ORL	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	51
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de ORL	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	63
Medidas ext., ancho neto en mm	173
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	460
Peso neto en kg	1,20
Peso bruto en kg	1,20