

E 381

Carro

para el alojamiento óptimo de material de intubación.



- 20 boquillas Ø 4,0 x 30 mm, 5 boq. Ø 2,5 x 30 mm, sum. sueltas
- 6 x E 466 tobera inyectora para bolsas respir., Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x E 431 toberas inyectoras para fuelle, Ø 8,0 x 193 mm
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002511116474 / Número de material: 03809890 /
Número de material antiguo: 69538101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto en kg	6,80
Peso bruto en kg	8,70