

E 408

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 96 pipetas.



- Apto para 96 pipetas hasta 450 mm
- Medidas de emplazamiento 16 x 16 mm
- Completo con cerquillo de sujeción en altura de 150 mm
- Equipado con conexión para secado con aire caliente

Código EAN: 4002511116689 / Número de material: 03810130 /
Número de material antiguo: 69540801D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	96
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto en kg	5,50
Peso bruto en kg	7,10