


E 413

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de aspiración.



- Apto para 6 tubos de aspiración sistema Sirona
- Acoplable en el cesto superior O177/1

Código EAN: 4002511124486 / Número de material: 03810180 /
Número de material antiguo: 68741301D

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Categoría de producto | |
| Acc./mód.para inst. dental | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. dental | • |
| Capacidad | |
| Tubos [número] | 6 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 205 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 390 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 450 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 250 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 485 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 495 |
| Peso neto en kg | 1,40 |
| Peso bruto en kg | 1,41 |