


A 13
Tapa
para la fijación de objetos delicados.



- Tapa de acero inoxidable
- Grosor de malla de 1 mm, abertura de malla de 8 mm, marco de 4 mm
- Para complementos E 103, E 104, E 105 y E 139 como repuesto necesario

Código EAN: 4002511117204 / Número de material: 03810200 /
Número de material antiguo: 69745001D

| Familia de productos | |
|--|------------------|
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Perteneencia de aparatos | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Categoría de producto | |
| Tapa | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0-0 |
| Frecuencia en Hz | 0-0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A | 0-0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 20 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 200 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 320 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 20 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 220 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 300 |
| Peso neto en kg | 0,14 |
| Peso bruto en kg | 0,25 |