

ID 160

Tobera inyectora

con soporte de plástico, Ø 4 mm, longitud 160 mm.



- Apto para cestos y carros inyectoros comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo

Código EAN: 4002511116993 / Número de material: 03810350 /  
Número de material antiguo: 69716001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	55
Medidas ext., fondo neto en mm	160
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	55
Medidas ext., fondo bruto en mm	160
Diámetro en mm	4
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02