

ID 160

Tobera inyectora

con soporte de plástico, Ø 4 mm, longitud 160 mm.



- Apto para cestos y carros inyectoros comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo

Código EAN: 400251116993 / Número de material: 03810350 /
Número de material antiguo: 69716001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	55
Medidas ext., fondo neto en mm	160
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	55
Medidas ext., fondo bruto en mm	160
Diámetro en mm	4
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02