


E 118

Complemento

para el alojamiento óptimo de placas de Petri.



- Apto para 38 semiplacas de Petri con Ø 100 mm
- Equipado con 38 soportes, altura 70 mm, distancia aprox. 26 mm
- Acoplable en el cesto superior

Código EAN: 4002511115767 / Número de material: 03830270 /  
Número de material antiguo: 69511801D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. semiplacas de Petri	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Semiplacas de Petri [número]	38
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	460
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	480
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	1,54
Peso bruto en kg	1,90