

E 137

Complemento

para el alojamiento óptimo de 56 placas de Petri.



- Apto para 56 placas de Petri con Ø 100 mm
- Equipado con 56 soportes de 70 mm de altura, distancia aprox. 26 mm
- Aplicable en el cesto inferior
- Se puede colocar en el complemento E 136

Código EAN: 400251115958 / Número de material: 03830290 /
Número de material antiguo: 69513701D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. semiplacas de Petri	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	26
Alto del puntal en mm	70
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Semiplacas de Petri [número]	56
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	485
Medidas ext., ancho neto en mm	445
Medidas ext., fondo neto en mm	95
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	580
Peso neto en kg	2,02

E 137

Complemento
para el alojamiento óptimo de 56 placas de Petri.

Código EAN: 400251115958 / Número de material: 03830290 /
Número de material antiguo: 69513701D

Peso bruto en kg 3,45

