

E 142

Complemento

para el alojamiento de diversos instrumentos.



- Grosor de malla de 1 mm, abertura de malla de 5 mm, marco de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte abatibles
- La capacidad de carga máx. es de 10 kg

Código EAN: 400251115972 / Número de material: 03830300 /
Número de material antiguo: 69514201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenenencia de aparatos	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	255
Medidas ext., fondo neto en mm	480
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	280
Medidas ext., fondo bruto en mm	515

E 142

Complemento

para el alojamiento de diversos instrumentos.

Código EAN: 400251115972 / Número de material: 03830300 /
Número de material antiguo: 69514201D

Peso neto en kg	0,70
Peso bruto en kg	0,86

