

E 143

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Grosor de malla de 1 mm, abertura de malla de 5 mm, marco de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte abatibles

Código EAN: 4002511115989 / Número de material: 03830310 /
Número de material antiguo: 69514301D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	255
Medidas ext., fondo neto en mm	230
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	285
Medidas ext., fondo bruto en mm	260
Peso neto en kg	0,49
Peso bruto en kg	0,70