

E 315

VE Resinas de un solo uso

Para la regeneración de bombonas de desmineralización total



- 20 l de mezcla homogénea de resinas
- Para su uso en bombonas vacías LP 2800
- Caja con 2 bolsas de 10 litros cada una
- Envasado al vacío en bolsas de plástico
- Incluye bolsa del filtro para sustitución

Código EAN: 4002511115293 / Número de material: 03830350 /  
Número de material antiguo: 69431501D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

VE Resinas de un solo uso

Para la regeneración de bombonas de desmineralización total



Código EAN: 4002511115293 / Número de material: 03830350 /  
Número de material antiguo: 69431501D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	130
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	13,58
Peso bruto en kg	14,21