

E 402

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 44 vidrios de reloj.



- Apto para 44 vidrios de reloj con Ø 80 – 125 mm
- Equipado con 23 soportes a una distancia de 15 mm

Código EAN: 4002511116627 / Número de material: 03830420 /  
Número de material antiguo: 69540201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para discos de vidrio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	15
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Discos de vidrio [número]	44
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	53
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	220
Medidas ext., fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	0,92
Peso bruto en kg	1,14