

E 403

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 105 vidrios de reloj.



- Apto para 105 vidrios de reloj con Ø 50 – 60 mm
- Equipado con 36 soportes a una distancia de 9 mm

Código EAN: 4002511116634 / Número de material: 03830430 /
Número de material antiguo: 69540301D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para discos de vidrio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Distancia al puntal en mm	9
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Discos de vidrio [número]	105
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	35
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	510
Medidas ext., fondo bruto en mm	280
Peso neto en kg	1,32
Peso bruto en kg	1,48