


A 2

Malla cubreobjetos
para la fijación de objetos delicados.



- Apto para 1/2 accesorios
- Marco de malla rilsanizado con revestimiento con red de plástico
- Tamaño: 216 x 456 mm

Código EAN: 4002511115590 / Número de material: 03830460 /
Número de material antiguo: 69500201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Malla	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Verde, Blanco, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	216
Medidas ext., fondo neto en mm	456
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	465
Peso neto en kg	0,38
Peso bruto en kg	0,48