

AK 12
Complemento
para el alojamiento de diversos utensilios.



- apto para bombas de leche materna, vasos de precipitados y embudo

Código EAN: 4002511115620 / Número de material: 03830510 /
Número de material antiguo: 69501201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Acc./mód.para matraces de cuello ancho	•
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	122
Medidas ext., ancho neto en mm	224
Medidas ext., fondo neto en mm	434
Medidas ext., alto bruto en mm	123
Medidas ext., ancho bruto en mm	315
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	0,74
Peso bruto en kg	1,06