

E 416

Complemento

para el alojamiento óptimo de 6 espéculos de una o dos piezas.



- Apto para el alojamiento de 6 espéculos de una o dos piezas
- 7 sujeciones a una distancia de 40 mm
- Acoplable en cesto sup. (solo con espéculo de 1 pieza) e inferior

Código EAN: 4002511803824 / Número de material: 03888650 /
Número de material antiguo: 69541601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoría de producto	
Accesorio para inst. ginecológico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ginecología	•
Capacidad	
Espéculos ginecológicos [número]	6
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	157
Medidas ext., ancho neto en mm	178
Medidas ext., fondo neto en mm	279
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	200
Medidas ext., fondo bruto en mm	365
Peso neto en kg	0,69
Peso bruto en kg	0,97