

MT

Carros de transporte  
para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Para el almacenamiento y transporte de cestos y complementos
- Dividido en 4 niveles, regulables en 102,5 mm
- Móvil con 4 ruedas con bloqueo
- Medidas de carga 549 x 599 mm

Código EAN: 4002511820005 / Número de material: 03893140 /  
Número de material antiguo: 69200102D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sist. almacenamiento/transporte	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1985
Medidas ext., ancho neto en mm	662
Medidas ext., fondo neto en mm	616
Medidas ext., alto bruto en mm	2030
Medidas ext., ancho bruto en mm	680
Medidas ext., fondo bruto en mm	680
Peso neto en kg	23,00
Peso bruto en kg	29,00