


A 14
Tapa
para la fijación de objetos delicados.



- Tapa de acero inoxidable
- perforación de 7 x 7 mm, alma de 3 mm

Código EAN: 4002511860995 / Número de material: 03981970 /
Número de material antiguo: 69745002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	210
Medidas ext., fondo neto en mm	210
Medidas ext., alto bruto en mm	30
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,20
Peso bruto en kg	0,29