

E 442

Vainas de lavado
para la limpieza óptima de instrumental MIC.



- Apto para instrumental MIC Ø 4 – 8 mm, atornillable
- Longitud 121 mm mm, Ø 6 mm mm
- Tapa, orificio Ø 6 mm
- Abrazadera de fijación (N.º de mat. 4174850)

Código EAN: 4002511908208 / Número de material: 04203830 /
Número de material antiguo: 69744201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Vainas de lavado	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	121
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Diámetro en mm	6
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,03