

E 448

Manguera de silicona  
para la limpieza óptima de instrumental diverso.



- Adaptador Luer-Lock, macho
- Longitud 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Boquilla de lavado, rosca 8 x 1 mm

Código EAN: 4002511908475 / Número de material: 04203880 /  
Número de material antiguo: 69744801D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	300
Medidas ext., ancho neto en mm	8
Medidas ext., fondo neto en mm	8
Medidas ext., alto bruto en mm	10
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	125
Diámetro en mm	10
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02