

E 451

Bandeja de malla
para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Bandeja de malla metálica con tapa para piezas pequeñas
- Grosor de malla: 1 mm fondo, 0,8 mm lados, 1 mm tapa
- Aberturas de malla: 3 mm fondo, 1,7 mm lados, 3 mm tapa

Código EAN: 4002511908154 / Número de material: 04203910 /
Número de material antiguo: 69545101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	160
Medidas ext., fondo neto en mm	240
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	245
Peso neto en kg	0,79
Peso bruto en kg	0,85