


E 456

Muelle de apertura
para la fijación ideal del instrumental abierto de MIC.



Código EAN: 4002511908536 / Número de material: 04203960 /
Número de material antiguo: 69745601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Soporte	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	76
Medidas ext., ancho neto en mm	2
Medidas ext., fondo neto en mm	144
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,01