

E 458

Complemento

para el alojamiento óptimo de tetinas roscables.



- Apto para 36 tetinas roscadas
- 36 compartimientos de ?? x ??
- Equipado con una tapa abatible y cerrable

Código EAN: 4002511919358 / Número de material: 04235200 /  
Número de material antiguo: 69545801D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	36
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. biberones	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	63
Medidas ext., ancho neto en mm	215
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	450
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	220
Peso neto en kg	1,50
Peso bruto en kg	1,60