


E 803

Complemento

para el alojamiento óptimo de espéculos de oído y nariz.



- 160 compartimentos aprox. 13 x 13 mm
- Abertura de malla del fondo: 1,7 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002512087735 / Número de material: 04637750 /  
Número de material antiguo: 69580301D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para inst. de ORL	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	160
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de ORL	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	63
Medidas ext., ancho neto en mm	165
Medidas ext., fondo neto en mm	317
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	220
Medidas ext., fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	1,25
Peso bruto en kg	1,30