

FFK 01

Cajetín de filtro de pelusas acero inoxidable

Para filtrar las pelusas y otros objetos del agua de lavado



- Para usar en caso de prendas muy sucias *
- Volumen aprox. 70 litros
- Para conectar a lavadoras sobre una base inferior
- Filtro de pelusas en acero inoxidable, se extrae con facilidad
- ø manguitos 7,5 cm

* Para el funcionamiento correcto del FFK 01, la lavadora debe instalarse sobre una base.

Código EAN: 4002512085953 / Número de material: 04637900 /
Número de material antiguo: 59510022D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Filtrado de pelusas	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	550
Medidas ext., ancho neto en mm	541
Medidas ext., fondo neto en mm	295
Medidas ext., alto bruto en mm	585

FFK 01

Cajetín de filtro de pelusas acero inoxidable

Para filtrar las pelusas y otros objetos del agua de lavado



Código EAN: 4002512085953 / Número de material: 04637900 /
Número de material antiguo: 59510022D

Medidas ext., ancho bruto en mm	330
Medidas ext., fondo bruto en mm	700
Peso neto [kg]	12,00
Peso bruto en kg	13,00