

E 464
Alojamiento
para la tobera inyectora E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Equipado con un muelle para el ajuste de altura

Código EAN: 4002512173018 / Número de material: 04837600 /
Número de material antiguo: 69746401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Tobera iny.	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	65
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Diámetro en mm	13
Peso neto en kg	0,04
Peso bruto en kg	0,05