

U 881

Cesto inferior

Con complemento de montaje fijo para platos.



- Para 54 platos
- Combinable con el complemento E 809 para 23 tazas
- Altura 9,5 (18,8 cm con E 809), anchura 51,8, profundidad 48,6 cm

Código EAN: 4002512273398 / Número de material: 04906620 /  
Número de material antiguo: 67188102D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
Cesto para platos	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Capacidad	
Platos [número]	54
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0

U 881

Cesto inferior

Con complemento de montaje fijo para platos.



Código EAN: 4002512273398 / Número de material: 04906620 /  
Número de material antiguo: 67188102D

<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	99
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	535
Peso neto en kg	3,78
Peso bruto en kg	4,60