

E 466

Tobera inyectora

para el alojamiento óptimo de bolsas ventilatorias 8 x 333 mm.



Código EAN: 4002512223744 / Número de material: 04966620 /
Número de material antiguo: 69746601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	333
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	260
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Diámetro en mm	8
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00