

E 467

Vainas de lavado

para instrumental MIC/pinzas de sujeción, longitud 205 mm, Ø 11 mm.



Código EAN: 4002512274340 / Número de material: 05039640 /
Número de material antiguo: 69546701D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Vainas de lavado	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	205
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	60
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	180
Diámetro en mm	11
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02