

E 468

Complemento

para el alojamiento óptimo de diversos utensilios.



- De rejilla soldada/acero inoxidable con tapa y subdivisión
- Abertura de malla 5 x 5 x 1 mm

Código EAN: 4002512277280 / Número de material: 05043640 /
Número de material antiguo: 69546801D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	76
Medidas ext., ancho neto en mm	170
Medidas ext., fondo neto en mm	250
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	205
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,67
Peso bruto en kg	0,82